



Sandal Toe

Produktspektrum

Blatchford 

Das neue Sandal Toe Produktspektrum

Natürliches Aussehen

Flexibilität in der Schuhauswahl

Zusätzliche Weiten*

In zwei Hauttönen erhältlich (hell und dunkel)



*Zusätzliche Weiten erhältlich für die Größen 25, 26 und 27.

Das neue Sandal Toe Produktspektrum von Blatchford bietet natürliches Aussehen und flexiblere Schuhauswahl. Die Fußkosmetik mit abgespreizter Groß-Zehle und zusätzlicher Weitenauswahl ermöglicht eine optimale Versorgungsmöglichkeit. Erhältlich in zwei Hauttönen (Hell und Dunkel) und unterschiedlichen Weiten bedeutet diese Neuerung eine hervorragende Ergänzung des Fuß-Sortiments gepaart mit natürlichem Look.

Linx

Mehrfach preisgekröntes, integriertes Prothesensystem. Entwickelt, um die erstaunliche und komplexe Struktur eines menschlichen Beins nachzuahmen.



| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| LINX | 25 | L | N | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Echelon^{VAC}

Gepaart mit der biomimetischen Hydrauliktechnologie und einem System mit erhöhtem Vakuum sorgt die Konstruktion für eine sichere und komfortable Adaption am Stumpf.



| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| EVAC | 25 | L | N | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Elan

Mikroprozessorgesteuerter, hydraulischer Knöchelgelenksfuß für permanente Anpassung an das Gelände und Geschwindigkeitskontrolle.



| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| ELAN | 25 | L | N | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Echelon

Biomimetische, hydraulische Kontrolle des Knöchelgelenks sowie geteilte Vorfußfeder sorgen für Stabilität auf unebenem oder abschüssigem Gelände.



| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| EC | 25 | L | N | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Echelon^{VT}

Biomimetischer Karbonfederfuß mit hydraulischem Knöchelgelenk und integrierter Torsionsstoßdämpfung für Terrain Compliance.

| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Axiale Dämpfungsfeder | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|-----------------------|------------|
| ECVT | 25 | L | N | 5 | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Javelin

Leichtgewichtiger Karbonfederfuß für mittleren Aktivitätsanspruch mit durchgängiger Karbonfeder.

| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe | + prox. Adapter |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|--------------------|
| JAV | 25 | L | N | 3 | S | Pyramidenanschluss |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.
Javelin auf Anfrage erhältlich.



Esprit

Leichtgewichtiger Karbonfederfuß mit niedriger Bauhöhe.

| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| ESP | 25 | L | N | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Epirus

Leichtgewichtiger Karbonfederfuß mit multiaxialem Knöchelgelenk.

| Bestellcode | Größe | Seite | Weite* | Federset | Sandal Toe |
|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|
| EP | 25 | L | N | 3 | S |

Beispiel: Größe 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Hinweis:

Normal (N) und Weit (W) optional wählbar für die Größen 25-27.
Für einen dunklen Ton D anfügen.

Sandal Toe Fußkosmetik Auswahlhilfe

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, für eine Bestellung die richtige Weite auszuwählen. Für die Größen 25, 26 und 27 können Sie optional zwischen Normal (N) und Weit (W) wählen.



| Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| Fußkosmetik Weite | 76mm | 78mm | 80mm | 82mm (N) 88mm (W) | 83mm (N) 91mm (W) | 91mm (N) 99mm (W) | 100mm | 102mm | 105mm |
| Bisherige Fußkosmetik | 77mm | 77mm | 80mm | 82mm | 82mm | 87mm | 90mm | 95mm | 101mm |

Hinweis: Die Weite wird an der breitesten Stelle gemessen.

Übersicht zu den neuen Sandal Toe Federsets und Fußkosmetiken

Beachten Sie bitte für eine separate Bestellung von Sandal Toe Federsets oder Fußkosmetiken die nachfolgenden Bestellcodes.

Federsets (Linx, Elan, Echelon, EchelonVT, EchelonVAC, Esprit, Epirus)

| Fußgröße | Fußgröße | Fußgröße | Fußgröße |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 |
| Set 1 - 539801S | Set 1 - 539810S | Set 1 - 539819S | Set 1 - 539828S |
| Set 2 - 539802S | Set 2 - 539811S | Set 2 - 539820S | Set 2 - 539829S |
| Set 3 - 539803S | Set 3 - 539812S | Set 3 - 539821S | Set 3 - 539830S |
| Set 4 - 539804S | Set 4 - 539813S | Set 4 - 539822S | Set 4 - 539831S |
| Set 5 - 539805S | Set 5 - 539814S | Set 5 - 539823S | Set 5 - 539832S |
| Set 6 - 539806S | Set 6 - 539815S | Set 6 - 539824S | Set 6 - 539833S |
| Set 7 - 539807S | Set 7 - 539816S | Set 7 - 539825S | Set 7 - 539834S |
| Set 8 - 539808S | Set 8 - 539817S | Set 8 - 539826S | Set 8 - 539835S |

Fußkosmetiken:*

| Fußgröße | Normal | Weit | Gleitsocke |
|--------------|----------|----------|-----------------------|
| Links/Rechts | | | |
| 22L | 539038S | - | 531011 Größe 22-26 |
| 22R | 539039S | - | |
| 23L | 539040S | - | |
| 23R | 539041S | - | |
| 24L | 539042S | - | |
| 24R | 539043S | - | |
| 25L | 539044SN | 539044SW | |
| 25R | 539045SN | 539045SW | |
| 26L | 539046SN | 539046SW | |
| 26R | 539047SN | 539047SW | |
| 27L | 539048SN | 539048SW | 532811 Größe 27-30 |
| 27R | 539049SN | 539049SW | |
| 28L | - | 539050S | |
| 28R | - | 539051S | |
| 29L | - | 539052S | |
| 29R | - | 539053S | |
| 30L | - | 539054S | |
| 30R | - | 539055S | |

*Hinweis: Für einen dunklen Ton D anfügen.

+49 9221 87808-0 | info@blatchford.de
Blatchford Europe GmbH, Fritz-Hornschuch-Str. 9
D-95326 Kulmbach, Deutschland.

@blatchfordDE | blatchford.de

203266220DE Iss1 02/20. Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Blatchford