

# Unsere Sandal Toe Fußkosmetik ist nun mit dem E-Karbon Fußsortiment kompatibel



Das neue Sandal Toe Produktspektrum von Blatchford bietet natürliches Aussehen und flexible Schuhwahl. Die Fußkosmetik mit abgespreizter Groß-Zehne und zusätzlicher Weitenauswahl ermöglicht eine optimale Versorgungsmöglichkeit. Erhältlich in zwei Hauttönen (Hell und Dunkel) und unterschiedlichen Weiten bedeutet diese Neuerung eine hervorragende Ergänzung des Fuß-Sortiments gepaart mit natürlichem Look.



## Sandal Toe Fußkosmetik Auswahlhilfe

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, für eine Bestellung die richtige Weite auszuwählen. Für die Größen 25, 26 und 27 können Sie optional zwischen Normal (N) und Weit (W) wählen.

Größe	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Fußkosmetik Weite</b>	76 mm	78 mm	80 mm	82 mm (N) 88 mm (W)	83 mm (N) 91 mm (W)	91 mm (N) 99 mm (W)	100 mm	102 mm	105 mm
Bisherige Esprit-Fußkosmetik	77 mm	77 mm	80 mm	82 mm	82 mm	87 mm	90 mm	95 mm	101 mm
Bisherige Elite-Fußkosmetik	nicht verfügbar	nicht verfügbar	82 mm	83 mm	86 mm	88 mm	92 mm	96 mm	98 mm

Hinweis: Die Weite wird an der breitesten Stelle gemessen.

**Blatchford**

# Übersicht zu den neuen Sandal Toe Federsets und Fußkosmetiken

Beachten Sie bitte für eine separate Bestellung von Sandal Toe Federsets oder Fußkosmetiken die nachfolgenden Bestellcodes.

## Federsets Elite und EliteVT

Kategorie	Fußgröße 22-24	Fußgröße 25-26	Fußgröße 27-28	Fußgröße 29-30
<b>Set 1</b>	539701S	539710S	539719S	Sonder-
<b>Set 2</b>	539702S	539711S	539720S	bestellung
<b>Set 3</b>	539703S	539712S	539721S	539730S
<b>Set 4</b>	539704S	539713S	539722S	539731S
<b>Set 5</b>	539705S	539714S	539723S	539732S
<b>Set 6</b>	539706S	539715S	539724S	539733S
<b>Set 7</b>	539707S	539716S	539725S	539734S
<b>Set 8</b>	539708S	539717S	539726S	539735S
<b>Set 9</b>	-	539718S	539727S	539736S

## Federsets Elite Blade

Kategorie	Fußgröße 22-24	Fußgröße 25-26	Fußgröße 27-28	Fußgröße 29-30
<b>Set 1</b>	539901S	539610S	539619S	Sonder-
<b>Set 2</b>	539902S	539611S	539620S	bestellung
<b>Set 3</b>	539903S	539612S	539621S	539630S
<b>Set 4</b>	539904S	539613S	539622S	539631S
<b>Set 5</b>	539905S	539614S	539623S	539632S
<b>Set 6</b>	539906S	539615S	539624S	539633S
<b>Set 7</b>	539907S	539616S	539625S	539634S
<b>Set 8</b>	-	539617S	539626S	539635S
<b>Set 9</b>	-	539618S	539627S	539636S

## Federsets Esprit und Epirus

Kategorie	Fußgröße 22-24	Fußgröße 25-26	Fußgröße 27-28	Fußgröße 29-30
<b>Set 1</b>	539801S	539810S	539819S	539828S
<b>Set 2</b>	539802S	539811S	539820S	539829S
<b>Set 3</b>	539803S	539812S	539821S	539830S
<b>Set 4</b>	539804S	539813S	539822S	539831S
<b>Set 5</b>	539805S	539814S	539823S	539832S
<b>Set 6</b>	539806S	539815S	539824S	539833S
<b>Set 7</b>	539807S	539816S	539825S	539834S
<b>Set 8</b>	539808S	539817S	539826S	539835S

## Federsets Javelin

Kategorie	Fußgröße 22-24	Fußgröße 25-26	Fußgröße 27-28	Fußgröße 29-30
<b>Set 1</b>	539301S	539510S	539519S	Sonder-
<b>Set 2</b>	539302S	539511S	539520S	Bestellung
<b>Set 3</b>	539303S	539512S	539521S	539530S
<b>Set 4</b>	539304S	539513S	539522S	539531S
<b>Set 5</b>	539305S	539514S	539523S	539532S
<b>Set 6</b>	539306S	539515S	539524S	539533S
<b>Set 7</b>	539307S	539516S	539525S	539534S
<b>Set 8</b>	539308S	539517S	539526S	539535S
<b>Set 9</b>	-	539518S	539527S	539536S

## Fußkosmetiken:\*

Fußgröße	Normal	Weit	Gleitsocke
Links/Rechts			
22L	539038S	-	531011 Größe 22-24
22R	539039S	-	
23L	539040S	-	
23R	539041S	-	
24L	539042S	-	532811 Größe 25-30
24R	539043S	-	
25L	539044SN	539044SW	
25R	539045SN	539045SW	
26L	539046SN	539046SW	
26R	539047SN	539047SW	
27L	539048SN	539048SW	
27R	539049SN	539049SW	
28L	-	539050S	
28R	-	539051S	
29L	-	539052S	
29R	-	539053S	
30L	-	539054S	
30R	-	539055S	

\*Für einen dunklen Ton Buchstabe D anfügen.