



E-Karbon Fußspektrum

Blatchford 

Füße aus E-Carbon

Das Sortiment aus E-Karbon von Blatchford kombiniert den Komfort eines Fußes für den Alltag mit hoher Energierückgabe, wodurch diese Füße ideal für aktive Anwender geeignet sind.

Jeder Fuß besitzt ein leichtes, reaktives und robustes Design mit einer geteilten Vorfußfeder, die sich an den Untergrund anpasst und so das Gleichgewicht verbessert und bei jedem Schritt mehr Selbstvertrauen schafft. Die Sandal Toe Fußkosmetik mit abgespreizter Groß-Zehle und zusätzlicher Weitenauswahl bietet natürlicheres Aussehen und flexiblere Schuhwahl.

Enthaltene Optionen:

- ein VT-Element, das zusätzliche Rotation und vertikale Stoßdämpfung bietet, um so Scherkräfte und aufkommende Stresspunkte im Schaft zu reduzieren. Der Anwender kann sich damit freier bewegen und sich besser anpassen, wodurch der Fuß ideal ist für Sportarten wie Tennis und Golf, und auch zum Wandern geeignet ist.
- ein multiaxialer Knöchel, der Stoßdämpfung bietet und den Druck auf den Stumpf reduziert, um so ein gleichmäßiges, komfortables Gehen zu ermöglichen.

Elite Blade



Der wasserfeste Elite Blade besteht aus einer leichten, hochleistungsfähigen, flexiblen Karbonfeder. Diese wurde entwickelt, um Stoßbelastungen auf den Stumpf zu reduzieren, wodurch sie sich für den Einsatz mit hohen Ansprüchen eignet.

Produktcode	Größe	Seite	Weite*	Federkategorie	Sandal Toe	+ prox. Adapter
EB	25	L	N	5	S	Pyramide oder Pyramidenaufnahme

Beispiel: Elite Blade, Größe 25 links, Normal, Federkategorie 5, Sandal Toe.



Elite BladeVT



Der Elite BladeVT besitzt alle Vorteile des Elite Blade und eine integrierte Torsionsstoßdämpfung für ein zusätzliches Plus an Bewegungsfreiheit.

Produktcode	Größe	Seite	Weite*	Federkategorie	Sandal Toe	VT Auswahl
EB	25	L	N	5	S	Pyramide (M) oder Pyramidenaufnahme (F) VTM1 oder VTF1 VTM2 oder VTF2 VTM3 oder VTF3 VTM4 oder VTF4

Beispiel: Elite BladeVT, Größe 25 links, Normal, Federkategorie 5, Sandal Toe, VT.



Elite²



Der Elite 2 ist ein leichter, reaktiver Fuß mit unabhängigen Fußfedern aus E-Karbon. Er wurde für hohe Stoßbelastungen entwickelt und ist somit zudem ideal für den Freizeitsport geeignet.

Produktcode	Größe	Seite	Weite*	Federkategorie	Sandal Toe
EL	25	L	N	5	S

Beispiel: Elite2, Größe 25 links, Normal, Federkategorie 5, Sandal Toe.



EliteVT



Der EliteVT kombiniert die Technologie des Elite2 mit zusätzlicher Rotation und vertikaler Stoßdämpfung.

Produktcode	Größe	Seite	Weite*	Federkategorie	Sandal Toe	Dämpfungsfeder
EVT	25	L	N	7	S	3

Beispiel: EliteVT, Größe 25 links, Normal, Federkategorie 7, Sandal Toe, Dämpfungsfeder 3.



Elite Träger Frank überzeugten der angenehme Fersenauftritt und das Abrollverhalten sowie die anschließend enorme Energierückgabe. Die zwei Gesichter des Blades sind für Frank ein weicher Gang und gleichmäßiges Gehen im Alltag und dann die Riesenpower beim Sport. Ob beim Walken, Joggen oder Tischtennis spielen - der Blade gibt den Ton an!

„Ein kompakter und vielseitiger Prothesenfuß, den ich nicht mehr missen möchte.“

Frank, Elite Träger



Epirus



Der Epirus ist ein multiaxialer Prothesenfuß mit geringer Bauhöhe, der bequemes Gehen bei gleichzeitig hoher Energieausbeute ermöglicht. Die unabhängigen Federn aus E-Carbon sorgen für runde Abrollbewegungen und komfortablen Energieschub.

Produktcode	Größe	Seite	Weite*	Federkategorie	Sandal Toe
EP	25	L	N	3	S

Beispiel: Fußgröße 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe.



Javelin



Der Javelin ist ein wasserfester, leichter Prothesenfuß, der dem Anwender bei unterschiedlichen Sportarten und Freizeitaktivitäten mit leichter bis mittlerer Stoßbelastung eine hohe Energierückgabe bietet.

Produktcode	Größe	Seite	Weite*	Federkategorie	Sandal Toe	+ Anschlussgehäuse
JAV	25	L	N	3	S	Adapter

Beispiel: Fußgröße 25, links, Normal, Federkategorie 3, Sandal Toe, Adapter.



*Hinweis: Normal (N) und Weit (W) optional wählbar für die Größen 25-27. Für einen dunklen Ton D anfügen.

*Hinweis: Normal (N) und Weit (W) optional wählbar für die Größen 25-27. Für einen dunklen Ton D anfügen.

+49 9221 87808 0 | info@blatchford.de
Blatchford Europe GmbH, Fritz-Hornschuch-Str. 9,
95326 Kulmbach, Germany.

[@blatchfordDE](#) | blatchford.de

214069182DE Iss3 11/20. Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Blatchford 